



Made for Me™

- EN double portable
electric breast pump
- ES extractor de leche
eléctrico portátil doble

EN Contents

Stuff you need to know	1
Getting started	2
Dos and Don'ts	3
How to clean	3
Putting your pump together	4
Charge me up - powering your power unit	5
Using your breast pump	6
Storing breast milk	8
Remember	9
Health and Safety	9
Advice and FAQs	9
Device symbols	11

Mom, you're one of a kind.

Treat yourself like the true wonder you are and let us support you through your unique breastfeeding experience with the Made for Me™ range from Tommee Tippee.

Your Made for Me™ electric breast pump has soft, cushioned silicone cups that are gentle on your breasts. And it's powered by a lightweight, portable power pack so that you can use it wherever you need to.

Made especially for you because you're a one off...

Check out the rest of our Made for Me™ range, designed to help you on your breastfeeding journey.
www.tommeetippee.com.

Stuff you need to know...

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please keep this instruction guide for future reference as it includes important information.

You can also find these instructions at tommeetippee.com.

- To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse motor unit, USB cable and adapter, or air tubes in water or other liquid.
- Do not place the power unit in a microwave oven or steam sterilizer.
- DO NOT WASH the air tubes or adaptor. This will result in bacteria build up and can lead to pump failure. Washing or sterilizing the air tubes will invalidate the warranty and will damage the power unit.
- Do not place the air tubes in a microwave or electric steam sterilizer or boiling water as they will melt.
- Misuse of the appliance may result in the risk of fire, electric shock and/or personal injury.
- Do not clean with solvents or harsh chemicals.
- This appliance should not be used or played with by children. Keep the pump, its air tubes and USB cable out of reach of children under 8 years old.
- The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- User maintenance, other than cleaning and sterilizing is not required.
- Do not open the power unit, it contains no user serviceable parts and will

invalidate the warranty.

- Do not operate any appliance with a damaged USB cable or motor casing. If the appliance malfunctions or has been damaged please contact tommeetippee.com.
- If the damage is from new the unit must be returned to manufacturer.
- Do not leave the appliance in direct sunlight.
- Do not store below freezing or above 113°F.
- If damaged within a retail warranty period, this appliance should be exchanged at place of purchase. The manufacturer will then be made aware.
- Do not use any accessories other than those supplied with this appliance.
- The appliance should not be used adjacent or stacked with other equipment as the two appliances may interfere with each other.
- Do not allow appliance to come into contact with oil-based foods (e.g. oil/tomato based sauces) as staining will occur.
- This appliance is a personal care product and therefore cannot be returned once opened, unless faulty.
- Only use the adaptor and USB cable supplied with this product.
- Do not use while in transit.

For domestic use only - not intended for commercial or institutional use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Any questions? Visit our website tommeetippee.com.

Getting Started

Mom, we know you have a lot to think about, but can we suggest that you get to know your breast pump before you need to start using it? It should make for a more relaxed experience, and you'll soon be an expert at this (as well as many other new things).

Get to know your breast pump


You may be wondering how both of your breast pump handsets fit together.

Don't worry, it will soon become second nature.

You can wash these parts:

- A. **Cup** - rounded, soft silicone part that fits into the horn to sit comfortably against your breast. Gently massaging to stimulate your milk flow.
- B. **Horn** - trumpet shaped part that supports the cup while you use the pump.
- C. **Body** - duck-shaped part that you hold and connects the horn and cup to your bottle.
- D. **Duck-bill valve (purple)** - small one-way valve that lets breast milk into your bottle, but doesn't let it back through as you move around.
- E. **Diaphragm** - small, transparent cup-shaped part that keeps the "wet" side and the "dry" side of the breast pump separate. This makes it a closed pump system.
- F. **Diaphragm cap** - seals to the diaphragm.
- G. **Lid (purple)** - allows you to connect the air tubes to the pump, and close the pump handset.








Together, these parts form your breast pump handset. You have two of these to form your double breast pump.




DO NOT wash these parts:

Air tubes – two plastic tubes with purple connectors at each end that attach your breast pump to the power unit.

Power unit – small, portable motor that powers the massage and expression features of your breast pump.

- A. **Power**  use to turn pump on and off, and pause during pumping.
- B. **Mode button**  switch between massage  and expression  modes.
- C. **Double/single pump**  switch between double and single pump modes.
- D. **Increase suction power** 
- E. **Decrease suction power** 

- F. **LED display** – shows time.
- G. **LED display** – shows mode level, there are 5 massage levels and 9 expression levels.
- H. **LED display** – shows battery charge level.
- I. **Air tube connector** – connect your air tubes to the power unit here.
- J. **USB socket** – connect this to a USB power source or adapter to recharge.



Dos and Don'ts

DO wash your hands with soap and water and dry thoroughly before handling your breast pump.

DO thoroughly clean and sterilize all the parts of your breast pump that come into contact with milk, following the instructions below. Do this before you use it for the first time and after every use.

How to clean

Separate each part of each pump handset and wash in clean soapy water. Don't use water that you've used for cleaning other products.

DO NOT wash the air tubes.

Rinse thoroughly with clean water.

You can also wash the pump handset parts in the top rack of a dishwasher. Place the purple duck-bill valve in the cutlery rack or dishwasher basket to keep it safe.

DON'T wash or sterilize the air tubes. This can cause bacteria to build up in the tubes and will damage the power unit.

DON'T wash, sterilize or heat the power unit. This is dangerous and will damage your power unit.

Sterilize all parts of both pump handsets using either cold water sterilization, microwave sterilization, boiling water, or electric steam sterilization.

DO NOT sterilize the air tubes.

For best results use Tommee Tippee electric or microwave sterilizers.

If you need to clean the power unit, USB cable or air tubes, wipe the outside with a clean damp cloth.

DO NOT wash any of these parts.

Putting your pump together

Each time you use your breast pump, check all parts of the pump and power unit for any damage.

Wash your hands with soap and water and dry thoroughly before handling your breast pump.

Make sure that all parts of the pump have been washed, cleaned and sterilized, and are completely dry.




1. Place the clear diaphragm in the top of the body and push down gently to get a good seal.




2. Place the clear diaphragm cap over the diaphragm and push down gently to seal.



3. Place the purple lid over the top of the body and turn it clockwise until it clicks closed.



4. Push the soft, silicone cup into the widest part of the horn and smooth its lip evenly over the edge. Work your way all around the rim to make sure the cup fits smoothly, evenly and securely. The two dimples in the cup should be clear to allow air into the horn.



5. Now smooth the lip of the silicone cup around the narrow end of the horn in the same way.

Once you've fitted and used it, you don't have to take the silicone cup out of the horn unless milk or dirt becomes trapped inside. Then you can ease the edges of the cup from the horn and gently pull them apart for cleaning.



6. Push the horn with cup attached onto the body until it's fully engaged and secure. **Turn your pump handset upside down.**




7. Insert the purple duck-bill valve. Gently squeeze the sides of the valve to make sure it's open.


8. Screw in a Tommee Tippee Closer to Nature or Advanced Anti-Colic bottle. This breast pump is designed to fit all Tommee Tippee Closer to Nature and Advanced Anti-Colic bottles with adaptor rings (excludes Tommee Tippee Closer to Nature glass bottles).

9. Repeat for the other breast pump handset.



10. Place the assembled pumps on a flat surface. Connect one end of the air tube to the purple lid of each pump body and the other to the power unit. The air tubes go into the two holes at the front of the unit.




11. Insert the other end of the air tubes into both sockets on the front of the power unit. If you want to use the pump in single mode only insert the air tube into the single socket marked .

Charge me up - powering your power unit

The power unit for your breast pump uses a battery similar to the one in your mobile phone. Charge it up so that you can power your breast pump anywhere. You do not need to have your power unit plugged in to mains power to use your breast pump. The power unit will come with some charge in it, but you should fully charge it before first use.

To charge the power unit



1. Connect one end of the USB cable into your power unit and the other end into the supplied adapter.



2. The LED battery icon will flash to show that your power unit is charging. Charge until all 3 bars are full. Charging time may vary depending on voltage and equipment used, from 3 - 6 hours.



3. When it's fully charged all three of the LED lights will remain on.

What do the symbols mean?



Battery fully charged.



Battery Charging.



Low charge - you have up to 15 mins of power left.



Massage mode - a gentle massage rhythm that mimics the way your baby latches to your nipple to help you begin to produce milk.



Express mode - regular pumping action to express milk.



Double mode - double circle is visible to show pump is operating in double mode. This symbol is not visible in single mode.



Level Massage - 5 levels.
Express - 9 levels.



Timer - allows you to monitor how long you have been pumping for. In pause mode the timer will stay lit but stop counting. The power unit will automatically switch off after 30 minutes.

Using your breast pump

You've cleaned and assembled your breast pump, powered up your power unit. You're prepped and ready to go...

The best time to use your breast pump is after the first feed of the day (unless your breastfeeding advisor has told you something different).



1. Hold a pump handset around the narrow neck of the body. Hold it in whichever hand feels most comfortable. As you use it, you may find it's more comfortable to cup your hand around the bottle. Do not hold it by the air tube.



2. Place the soft silicone cup attached to the horn over your breast so that it creates a seal all the way around with your nipple at the center of the hole, you don't need to cover the whole of your areola or breast with the horn, so don't force it. It should sit comfortably. If it doesn't feel right, relax and reposition.



3. Once you're ready, press and hold the power button for a couple of seconds. The pump will start with a gentle massage rhythm that mimics the way your baby latches on to your nipple to help you begin to produce milk. It will give you 10 short pulses and one longer pump.



4. Choose whether you want to use the pump in single or double mode. Two circles on the LED display show that you've selected double mode. If you're using the double pump mode, place the second pump handset over your other breast as described above, or into your pumping bra.

Make sure hands are washed and dried before touching your breast pump, and breast pump parts are washed and sterilized.

Get yourself in a comfortable position, sitting, standing or half-lying. You may choose to wear a pumping bra (available separately) to help keep your hands free. The important thing is to keep the pump handsets vertical while you hold them against your breasts. You'll also need a flat surface nearby to put the pumps and bottles on when you're done.



5. After about a minute, the pump will automatically move to more powerful massage settings. If you want to move on onto a more powerful setting, touch the "+" button.



6. Once you feel or see your milk, you can switch to Express mode. This gives you a more regular and prolonged pumping action to help you express milk. Press the mode selection button once to switch to Express mode.



7. To move to a more powerful and longer express setting, touch the "+" button. To move to a less powerful and shorter express setting, touch the "-" button. The power will automatically shut off after 30 minutes of express mode.



8. If you want to pause at any point, briefly touch the power button. This will pause the timer as well. Briefly touch again to resume pumping.

When you want to stop expressing

- When your milk is no longer freely flowing, touch and hold the power button for a couple of seconds to turn off the pump.



- Disconnect the air tubes from the purple lids and gently unscrew your bottle from the pump.
- You can store your breast milk in this bottle, by adding a clean sterilized lid or nipple and hood (see Page 8 for storage advice). Or decant it into another clean, sterilized bottle or pouch to feed it to your baby.
- When you've finished using the pump, disassemble all the parts and clean and sterilize as outlined in the cleaning section on Page 3. Don't clean or sterilize the air tubes.
- Plug your power unit into the adapter provided or a USB charging point to recharge it ready for next time.
- If you want to pause during pumping to change position, or move down to a lower setting that's absolutely fine. It's okay to remove the pump from your breast at any time. You can always come back to it later.
- You can use the built-in timer to monitor how long you're expressing for. The power unit will automatically shut off after 30 minutes of expressing.

If using this breast pump is more painful than when you breast feed, stop using it immediately.

When pumping, your nipple should sit comfortably in the center of the silicone cup and will be extended down the tube by gentle suction. The pump creates a seal around your areola and nipple. You do not need to cover the whole of your areola or breast with the horn. Do not force your breast or nipple into the horn.

Don't tilt the bottle while expressing. Keep it upright to keep your milk flowing into the bottle.

You don't need strong suction to express milk from just behind your nipple. Use the mode and power setting that feels most comfortable for you. This may be different at different times of day or at different stages of your breastfeeding experience.

The illuminated LEDs and quiet pump unit allow you to use the pump at night without disturbing others when you want to keep the lights low.

Storing breast milk

Method of storing milk	Use within	REMEMBER
Room temperature <77°F	6 hours	<ul style="list-style-type: none">• Never defrost or heat breast milk in a microwave• Never refreeze breast milk• Once defrosted, the breast milk should be kept in the fridge and used within 12 hours• Do not boil breast milk• Throw away any leftover breast milk after feeding
Refrigerated at 40-50°F	3 days	
Refrigerated at 32-39°F	6 days	
Refrigerated before freezing	24 hours	
Once frozen	6 months	
Defrosted before feeding	12 hours	

- When you want to freeze breast milk, allow space at the top of your bottle for it to expand. It's easiest to freeze breast milk in individual feed quantities of 2-4oz / 60-125ml.
- Your breast milk may separate out into layers when you store it. Give it a shake to remix it thoroughly before feeding your baby.
- Thaw frozen breast milk in the fridge or by standing your bottle in lukewarm water until it has reached body temperature. Or use a Tommee Tippee bottle warmer.
- If you want to take expressed milk out and about with you, make sure it stays cold or frozen until you need to feed your baby.

Adapter:

Input: 100-240~, 50/60 Hz, 0.4 A Max

Output: 5.0 V, 2000 mA

Main unit: 5 V, 1.5 A)

Remember

DON'T

- ✗ Don't use while driving or operating machinery.
- ✗ Don't use while bathing or showering – it is not waterproof.
- ✗ Don't use whilst sleeping.
- ✗ Don't use in temperatures below 50°F.
- ✗ Don't use if the USB cable or motor unit is damaged.
- ✗ Don't share your breast pump with other moms.
- ✗ Don't leave the USB plugged in when the unit is not charging or in use.

Health and Safety

- Don't place furniture or other obstructions on the USB cable or air tubes, and make sure no one can step on or trip over them. Keep them well out of reach of your baby and any young children.
- Keep the USB cable and air tubes away from hot surfaces such as radiators and central heating pipes.

Advice and FAQs

Get comfortable with your breast pump

- Unless you've been told otherwise, the best time to try your breast pump for the first time is after your baby's first feed of the day.
- Make sure you're in a comfortable position and try to relax.
- You're not trying to suck milk out. It comes from just behind your nipple. Start with the mode and power that feels most comfortable and allows you to express your milk.
- Using your breast pump shouldn't hurt. If it does, try a gentler setting. Then check your breasts. If you have any red or hot areas, stop using the breast pump and get in touch with your breastfeeding advisor as soon as possible.
- Every mom is different. You may only produce a little milk, or flow freely. You may produce more milk at different times of the day (morning or evening) or different volumes from one breast to another. The Tommee Tippee electric breast pump allows you to choose different settings to suit you at different times.
- Don't continue using the pump once your milk has stopped coming. Give your breasts a break.

FAQs

Help – there's no or very little suction. What can I do?

It's most likely that there's some air getting in somewhere, which means the pump won't work properly.

- Check that each air tube is connected securely at both ends and there are no kinks in it.
- Make sure that the soft silicone cup is securely attached to the horn at the top and bottom and forms a comfortable seal around your breast. Adjust your position if you need to.
- Check each duck-bill valve is clean and opens easily. Give it a gentle squeeze if it's stuck.
- Check each diaphragm and diaphragm cap are secure and there are no signs of damage.

Will milk get sucked into the power unit?

No. If you have fitted the diaphragm and cap properly, the air tube and pump are separated from your milk and can't come into contact with the power unit. It's what's known as a closed pump.

Help, the pump is making a funny sound

Check if you have selected single or double mode. And that you have the air tube/s connected correctly. If you are using a single pump and have the double mode selected (shown by the double circle lit up on the LED display), or have a single air tube attached to the wrong connector, the pump will run continuously, and make a noise when it's trying to provide suction to the unattached pump handset. Choose the correct mode and connection for single or double pumping.

Why do I have to use a Tommee Tippee bottle?

The Tommee Tippee Made for Me™ electric breast pump is designed to be a perfect fit for Tommee Tippee bottles and pouches (excludes Tommee Tippee Closer to Nature glass bottles). You may get leaks and spills if you use other brands of bottles and containers that don't fit correctly.

WARNING

No OVER-CURRENT RELEASES or FUSE is needed since only consumer grade batteries are used, which have limited power output.

Warning against servicing and maintenance while the ME EQUIPMENT is in use.

Disposal of waste products, residues, etc., and of ME EQUIPMENT and ACCESSORIES at the end of their EXPECTED SERVICE LIFE are identified in the instruction for use.

Warnings identifying nature of HAZARD when replacement of a component could result in unacceptable RISK, and when replaceable by SERVICE PERSONNEL all information necessary to safely replace the component

No OVER-CURRENT RELEASES or FUSE is needed since only consumer grade batteries used, which has limited power output.

Device Symbols

IP21

IP21 Indicates that the unit is resistant to condensation and finger entry.



Compliance with Federal Communications Commission Requirements.



Keep the device dry.



The product contains a Lithium Ion Battery.

Voltage 5v=
Power 10W

The power and voltage consumed by the device when plugged into a USB socket.



The product is double insulated (Class II Appliance).



In some countries this is a medical appliance and this indicates that this product has Applied Parts.



Warning!



Serial number.



Read the manual carefully

1. This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices in EN60601-1-2. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a typical medical installation.
2. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
3. If this equipment does cause harmful interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving device.
 - Increase the separation between the equipment.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other device(s) are connected.
 - Consult the manufacturer or field service technician for help.

Transport and Storage Condition

Temperature: 32°F to 113°F

Humidity: 10% - 85%

Atmospheric pressure: 850Hpa - 1060Hpa

Working condition

Rated temperature range: 50°F to 104°F

Rated relative humidity: 10% - 85%

Rated atmospheric Pressure: 850Hpa - 1060Hpa

Long-term storage should be kept in a dry and cool place.

ES Contenido

Cosas que necesitas saber	14
Empezando	15
Qué hacer y qué no hacer	16
Cómo limpiar	16
Cómo montar su extractor de leche	17
Cómo cargar la unidad de potencia	18
Usando su extractor de leche	19
Almacenar la leche materna	21
Recuerda	22
Salud y seguridad	22
Consejos y preguntas frecuentes	23
Símbolos del dispositivo	24

Mamá, eres única.

Trátese como la verdadera maravilla que es y permítanos apoyarla durante su experiencia única de lactancia materna con la gama Made for Me™ de Tommee Tippee.

Su extractor de leche eléctrico Made for Me™ posee suaves y acolchadas copas de silicona que son tersos al tacto en sus senos. Además, está alimentado por una fuente de energía portátil y liviana para que pueda utilizarlo donde lo necesite.

Hecho especialmente para ti porque eres única...

Eche un vistazo al resto de nuestra gama Made for Me, diseñada para ayudarte en su experiencia con la lactancia.

www.tommeetippee.com.

¡SALVAGUARDIAS IMPORTANTES!

Guarde esta hoja de instrucciones para referencia futura, ya que incluye información importante.

También puede encontrar estas instrucciones en tommeetippee.com.

- Este electrodoméstico está destinado solo para uso doméstico.
- Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja la unidad del motor, el cable USB o el tubo de aire en agua u otro líquido.
- No coloque la unidad de potencia en un horno microondas o esterilizador de vapor.
- **NO LAVAR** el tubo de aire o el adaptador. Esto provocará la acumulación de bacterias y puede conducir a la falla de la bomba. Lavar o esterilizar el tubo de aire invalidará la garantía y dañará la unidad de potencia.
- No coloque el tubo de aire en un microondas o un esterilizador de vapor eléctrico o agua hirviendo, ya que se derretirá.
- El mal uso del producto puede ocasionar riesgo de incendio, descarga eléctrica y / o lesiones personales.
- No limpiar con solventes o productos químicos fuertes.
- Esta bomba de extracción no debe ser usado o jugado por niños. Mantenga el aparato, su tubo de aire y el cable USB fuera del alcance de los niños menores de ocho años.
- Esta bomba de extracción puede ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden los riesgos involucrados.
- El mantenimiento del usuario, que no sea limpieza y esterilización, no es necesario.

- No abra la unidad de alimentación, no contiene piezas reparables por el usuario e invalidará la garantía.
- No opere ningún aparato con un cable USB o carcasa del motor dañados. Si el aparato funciona mal o se ha dañado, comuníquese con tommeetippee.com.
- Si ve daños visibles en el paquete al recibirlo, devuelva la unidad al fabricante.
- No deje la unidad a la luz directa del sol.
- No almacene por debajo de cero o por encima de 45 ° C.
- Si se daña dentro de un período de garantía minorista, este producto debe cambiarse en el lugar de compra. Entonces se informará al fabricante.
- No utilice accesorios que no sean los suministrados con este aparato.
- El dispositivo no debe usarse adyacente o apilado con otro equipo, ya que los dos dispositivos pueden interferir entre sí.
- No permita que el producto entre en contacto con alimentos a base de aceite (por ejemplo, salsas a base de aceite / tomate) ya que se mancharán.
- Este producto es un producto de cuidado personal y, por lo tanto, no puede devolverse una vez abierto.
- El cable USB solo debe usarse con tomas USB con clasificación 2A o inferior.
- Utilizar únicamente con el adaptador suministrado. Jamás utilice la unidad de alimentación del extractor de leche con otro dispositivo que no sea una fuente de alimentación USB certificada.
- No usar mientras está en tránsito.

Solo para uso doméstico - no previsto para uso comercial o institucional.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

¿Alguna pregunta?
Visite nuestro sitio web
tommeetippee.com.

Empezando

Mamá, sabemos que tienes mucho en qué pensar, pero ¿podemos sugerirte que conozcas tu extractor de leche antes de que necesites comenzar a usarlo? Debería ser una experiencia más relajada, y pronto serás un experto en esto (así como en muchas otras cosas nuevas).


Conozca su extractor de leche

Quizás se pregunte cómo encajan ambas unidades de su extractor de leche. No se preocupe, pronto se convertirá en una segunda naturaleza.

Puedes lavar estas partes:

- A. **Copa** - parte de silicona suave y redondeada que cabe en el embudo para sentarse cómodamente contra el pecho. Masajea suavemente para estimular el flujo de leche.
- B. **Embudo** - pieza en forma de trompeta que sostiene la copa mientras se usa el extractor.
- C. **Cuerpo** - parte en forma de pato que sujeta y conecta el embudo y la copa a su botella.
- D. **Válvula de pico de pato (púrpura)** - pequeña válvula unidireccional que permite que la leche materna ingrese a su biberón pero no la deja pasar a medida que se mueve.
- E. **Diafragma** - parte pequeña y transparente en forma de copa que mantiene separados el lado "húmedo" y el lado "seco" del extractor de leche. Esto lo convierte en un sistema de bomba cerrado.
- F. **Tapa del diafragma** - sella el diafragma.
- G. **Tapa (púrpura)** - le permite conectar el tubo de aire a la bomba y cerrar el auricular de la bomba.








Juntas, forman su unidad extractora de leche. Usted posee ambas unidades, las cuales forman su doble extractor de leche.




NO lave estas partes:

Tubo de aire - dos tubos de plástico con conectores morados en cada uno de los extremos que conectan el extractor de leche a la unidad de energía.

Unidad de potencia - motor pequeño y portátil que potencia el masaje y de succión características de su extractor de leche.

- A. **Botón de encendido**  utilícelo para encender y apagar el extractor, para pausar durante el bombeo.
- B. **Botón de Modo**  utilice este botón para cambiar entre los modos de masaje  y extracción. 
- C. **El extractor doble/simple cambia**  entre los modos de extracción doble y simple.
- D. **Aumenta la potencia de succión** 
- E. **Disminuya la potencia de succión** 
- F. **Pantalla LED:** muestra la hora.

- G. **Pantalla LED:** muestra el nivel de modo, existen 5 niveles de masaje y 9 niveles de extracción.
- H. **Pantalla LED:** muestra el nivel de carga de la batería.
- I. **Conector de tubo de aire:** conecte sus tubos a la unidad de alimentación aquí.
- J. **Conector USB:** conéctelo a una fuente de alimentación USB o adaptador para recargar.



Qué hacer y qué no hacer

LÁVESE las manos con jabón y agua y séquelas bien antes de manipular su extractor de leche.

LIMPIE a fondo y esterilice todas las partes de su extractor de leche que entran en contacto con la leche siguiendo las instrucciones a continuación. Hacer esto antes de usarlo por primera vez tiempo y después de cada uso.

Cómo limpiar

Separa cada pieza del dispositivo y lavar elave con agua jabonosa limpia. NO use agua que haya usado para limpiar otros productos. NO lave el tubo de aire.

Enjuague bien con agua limpia.

También puedes lavar los componentes del extractor de leche en el estante superior de un lavavajillas. Coloque la válvula de pico de pato púrpura en la bandeja o cesta de los cubiertos del lavavajillas para que esté segura.

NO lave ni esterilice el tubo de aire tubo. Esto puede hacer que las bacterias se acumulen en el tubo y dañará la unidad de poder.

NO lave, esterilice ni caliente la unidad de poder. Esto es peligroso y dañará la unidad de alimentación.

Esterilice todas las piezas de la bomba mediante esterilización por agua fría, por microondas, agua hirviendo o vapor eléctrico.

NO esterilice el tubo de aire.

Para mejores resultados, use Tommee Tippee esterilizadores eléctricos o de microondas.

Si necesitas limpiar el poder unidad, cable USB o tubo de aire, limpie el afuera con un paño limpio y húmedo.

NO lave ninguna de estas partes.

Cómo montar su extractor de leche

Cada vez que utilice su extractor de leche, revise todas las partes de la bomba y unidad de potencia por cualquier daño. Lávese las manos con jabón y agua y séquelas bien antes de manipular su extractor de leche.

Asegúrese de que todas las partes de la bomba han sido lavadas, limpiadas y esterilizadas, y están completamente secas.



1. Coloque el diafragma transparente en la parte superior del cuerpo y empuje hacia abajo suavemente para obtener un buen sello.




2. Coloque la tapa transparente del diafragma sobre el diafragma y empuje hacia abajo suavemente para sellar.



3. Coloque la tapa morada sobre la parte superior del cuerpo y gírela en sentido horario hasta que quede cerrada.



4. Empuje la copa de silicona suave en la parte más amplia del embudo y suavizar su labio uniformemente sobre el borde.



Trabaja a tu alrededor del borde para asegurarse de que la taza se ajusta de manera suave, uniforme y segura. Los dos hoyuelos en la copa deben ser claro para permitir que entre el aire entre por el embudo.




5. Ahora alise el borde de la copa de silicona alrededor del extremo angosto de la bocina de la misma manera.

Una vez que lo haya instalado y usado, no tendrá que sacar la copa de silicona de la bocina a menos que la leche o la suciedad quedan atrapadas dentro. Entonces tú puedes aliviar los bordes de la copa desembudo y separarlos suavemente para limpiarlos.



6. Empuje la bocina con la copa unida al cuerpo hasta que esté completamente enganchada y segura. Ponga el auricular de la bomba boca abajo.




7. Inserte la válvula púrpura de pico de pato. **Presione suavemente los lados de la válvula para asegurarse de que esté abierta.**

8. Atornille una botella Tommee Tippee Closer to Nature o Advanced Anti-Colic. Este extractor de leche está diseñado para adaptarse a todas las botellas Tommee Tippee Closer to Nature y Advanced Anti-Colic y las bolsas de leche Express & Go / Pump & Go con anillos adaptadores. (Excluye los biberones de vidrio Closer to Nature de Tommee Tippee)

9. Repita el procedimiento para la otra unidad extractora de leche.



10. Coloque la bomba ensamblada en una superficie plana. Conecte un extremo del tubo de aire a la tapa púrpura del cuerpo de la bomba y el otro a la unidad de potencia. Los tubos de aire se insertan en los dos agujeros de la parte frontal de la unidad.




11. Inserte el otro extremo de los tubos de aire en ambas tomas en la parte frontal de la unidad de alimentación. Si desea bombear en modo simple, solo inserte el tubo de aire en el enchufe individual. ○●

Cómo cargar la unidad de potencia

La unidad de alimentación para su extractor de leche utiliza una batería similar a la de su teléfono móvil. Cárguelo para poder alimentar su extractor de leche en cualquier lugar e incluso moverlo alrededor mientras lo estás usando.


La unidad de potencia vendrá con algo de carga, pero debe cargarla completamente antes del primer uso.

Para cargar la unidad de potencia



1. Conecte un extremo del cable USB a su unidad de alimentación y el otro extremo al adaptador suministrado o a una toma de corriente USB demás de 1 A, por ejemplo: un cargador de teléfono móvil, computadora portátil, baterías USB, conector USB para automóvil o tomacorriente USB.

NO conecte un cable USB directamente a una toma de corriente eléctrica estándar sin usar el adaptador. Al estar conectado a un conector USB, puede comenzar a bombear de inmediato. Para cargar la unidad de energía, deje de bombear y apáguela, luego las luces LED parpadearán para indicar que la bomba se está cargando. Al utilizar el adaptador USB suministrado, la bomba se cargará más rápidamente.



2. El icono de la batería LED parpadeará para mostrar que su unidad de potencia se está cargando. El extractor se cargará al 80 % en 90 minutos (hasta 80 minutos de bombeo) y,



3. puede tomar hasta 3 1/2 horas para cargarse completamente (máximo de 100 minutos). Cuando esté completamente cargada, las tres luces LED permanecerán encendidas.

Qué significan los símbolos?



La batería está completamente cargada.



El nivel de la batería.



La batería se está cargando.



Carga baja - le quedan hasta 15 minutos de energía.



Modo de masaje - masaje suave intercalado con acción de bombeo para estimular el flujo de leche.



Modo expreso - acción de bombeo regular para extraer la leche.



Modo doble: el círculo doble se hace visible para mostrar que el extractor está funcionando en modo doble. Este símbolo no es visible en modo simple.



Nivel Masaje - 5 niveles.
Express - 9 niveles.



Temporizador - le permite controlar cuánto tiempo lleva bombeando. La unidad de alimentación se apagará automáticamente después de 30 minutos

Usando su extractor de leche

De acuerdo mamá. Usted ha limpiado, ensamblado su extractor de leche, y ha encendido su unidad de potencia.

Estás preparado y lista para empezar ... Hagámoslo.

El mejor momento para usar su extractor de leche es después de la primera alimentación del día. (a menos que su asesor de lactancia le haya dicho algo diferente).

Asegúrese de lavarse y secarse las manos antes de tocar el extractor de leche o partes

del cuerpo y del extractor de leche lavadas y esterilizadas.

Póngase en una posición cómoda, sentado, de pie o medio acostado. Puede optar por usar un sostén de extracción (disponible por separado) para mantener sus manos libres. Lo importante es mantener el auricular de la bomba en posición vertical mientras los sostiene contra su pecho. También necesitará una superficie plana cerca para poner la bomba y la botella cuando haya terminado.



1. Sostenga el auricular de la bomba alrededor del cuello estrecho del cuerpo. Sosténgalo en la mano que se sienta más cómoda. A medida que lo use, es posible que le resulte más cómodo rodear la botella con la mano. No lo sostenga por el tubo de aire.




2. Coloque la copa de silicona suave unida a la bocina sobre su seno para que selle completamente con su pezón en el centro del agujero, no necesita cubrir toda su areola o seno con la bocina, así que no lo fuerces. Debe sentirse cómodamente. Si no se siente bien, relájese y reposicione.



3. Una vez que esté listo, mantenga presionado el botón de encendido durante unos segundos. La bomba comenzará con un suave ritmo de masaje que imita la forma en que su bebé se aferra a su pezón para ayudarla a comenzar a producir leche. Le dará 10 pulsos cortos y un bombeo más largo.



4. Elija si desea usar la bomba en modo simple o doble. Dos círculos en la pantalla LED muestran que ha seleccionado el modo doble. Si utiliza el modo de doble extracción, coloque la segunda unidad de extracción sobre su otro seno como se describe anteriormente, o dentro de su sostén de extracción.




5. Luego de aproximadamente un minuto, la bomba cambiará automáticamente a configuraciones de masaje más potentes. Si desea pasar a una configuración más potente, presione el botón "+".



6. Una vez que sienta o vea su leche, puede cambiar al modo Express. Esto le proporcionará una acción de bombeo más regular y prolongada para ayudarla a extraer la leche. Presione el botón de selección de modo una vez para cambiar al modo Express.



7. Para pasar a una configuración express más potente y más larga, presione el botón «+». Para pasar a una configuración Express menos potente y más corta, toque el botón «-». La alimentación se apagará automáticamente después de 30 minutos en modo expreso.



8. Si desea hacer una pausa en cualquier momento, presione por un tiempo breve el botón de encendido. Esto también pausará el temporizador. Presione de manera breve nuevamente para reanudar el bombeo.

Cuando quiera detener la extracción

- Cuando su leche ya no brote de manera fluida, oprima y mantenga presionado el botón de encendido durante un par de segundos para apagar la bomba.



- Desconecte los tubos de aire de la tapa del cuerpo y desenrosque suavemente la botella de la bomba.
- Puede almacenar su leche materna en este biberón, agregando una tapa limpia esterilizada o una tetina y una tapa (consulte a continuación para obtener consejos de almacenamiento). O decantarla en otra botella o bolsa limpia y esterilizada para alimentar a su bebé.
- Cuando termine de usar la bomba, desarme todas las piezas y limpie y esterilice como se describe en la sección de limpieza en la página 3. No limpie ni esterilice el tubo de aire.
- Conecte su unidad de alimentación en el adaptador provisto o en un punto de carga USB para recargarla y dejarla lista para la próxima vez.
- Si lo desea, puede hacer una pausa durante la extracción para cambiar de posición o seleccionar un ajuste inferior. Está bien extraer la bomba de su seno en cualquier momento. Siempre puedes volver más tarde.
- Puede usar el temporizador incorporado para controlar durante cuánto tiempo se está expresando. La unidad de potencia se apagará automáticamente después de 30 minutos de extracción.

Si usar este extractor de leche es más doloroso que cuando amamanta, deje de usarlo de inmediato.

Cuando bombee su pezón, debe sentarse cómodamente en el centro de la copa de silicona y se extenderá por el tubo mediante una succión suave. La bomba crea un sello alrededor de su areola y pezón. Tu no

necesita cubrir la totalidad de su areola o seno cubierto por la bocina. No fuerce su seno o pezón dentro del cuerno.

No incline la botella mientras expresa. Manténgalo en posición vertical para que la leche fluya hacia la botella.

No necesita una succión fuerte para extraer la leche justo detrás del pezón. Use el modo y la configuración de potencia que más se siente. Cómodo para ti. Esto puede ser diferente en diferentes momentos del día o en diferentes etapas de su experiencia de amamantamiento.

Los LED iluminados y la unidad de bomba silenciosa le permiten usar la bomba por la noche sin molestar a los demás cuando desea mantener las luces bajas.

Adjunte el lazo de transporte morado a un presilla para cinturón o clip para ayudarlo a transportar la fuente de energía portátil y poder liberar una mano mientras se expresa o se mueve.

Almacenar la leche materna

Método de almacenamiento de leche	Uso dentro de	RECUERDA
Temperatura ambiente <25 ° C	6 horas	<ul style="list-style-type: none">• Nunca descongele ni caliente la leche en el microondas• Nunca vuelva a congelar la leche materna• Una vez descongelada, la leche debe mantenerse en el refrigerador y usarse dentro de las 12 horas• No hierva la leche materna• Tire a la basura cualquier resto de leche después de la alimentación
Refrigerado a 5-10 ° C	3 días	
Refrigerado a 0-4 ° C	6 días	
Refrigerado antes de congelar	24 horas	
Una vez congelado	6 meses	
Descongelado antes de alimentar	12 horas	

- Cuando desee congelar la leche materna, deje espacio en la parte superior del biberón para que se expanda. Es más fácil congelar la leche en cantidades individuales de alimento de 60-125 ml / 2-4 oz.
- Su leche materna puede separarse en capas cuando la almacena. Agítelo para mezclarlo bien antes de alimentar a su bebé.
- Descongele la leche congelada en la nevera o coloque la botella en agua tibia hasta que alcance la temperatura corporal. O use un calienta biberones Tommee Tippee.
- Si desea llevar consigo leche extraída, asegúrese de que se mantenga fría o congelada hasta que necesite alimentar a su bebé.

Adaptador

Entrada: 100-240-, 50/60 Hz, 0.4 A Máx

Salida: 5.0 V, 2000 mA

Unidad principal: 5 V, 1.5 A)

RECUERDA

QUÉ NO HACER

- ✗ No limpiar con solventes o productos químicos fuertes.
- ✗ No lo use mientras conduce o maneja maquinaria.
- ✗ No lo use mientras se baña o se ducha. No es resistente al agua.
- ✗ No lo use mientras duerme.
- ✗ No lo use en temperaturas inferiores a 10 grados centígrados.
- ✗ No lo use si el cable USB o la unidad del motor están dañados.
- ✗ No deje el USB enchufado cuando la unidad no se esté cargando o en uso.

- Mantenga limpios su extractor de leche y cualquier otra cosa que use alrededor de la lactancia. Lave todas las partes lavables de su bomba y esterilícelas antes de usar.
- No coloque muebles u otras obstrucciones en el cable USB o en el tubo de aire, y asegúrese de que nadie pueda pisarlos o tropezarse con ellos. Manténgalos fuera del alcance de su bebé y de cualquier niño pequeño.
- Mantenga el cable USB y el tubo de aire lejos de superficies calientes como radiadores y tuberías de calefacción central.
- Nunca use la unidad de alimentación de su extractor de leche con otra cosa que no sea una fuente de alimentación USB certificada.

ADVERTENCIA

No hay FUSIBLES SOBRE-CORRIENTES O FUSIONES es necesario ya que solo grado de consumidor baterías usadas, que tienen potencia limitada los resultados.

Advertencia contra revisión y mantenimiento mientras el EQUIPO ME está en uso.

Eliminación de productos de desecho, residuos, etc., y de MI EQUIPO

y ACCESORIOS al final de su VIDA DE SERVICIO ESPERADA se identifica en las instrucciones de uso.

Advertencias que identifican la naturaleza de PELIGROS cuando el reemplazo de un componente podría resultar en un RIESGO inaceptable, y cuando reemplazable por PERSONAL DE SERVICIO toda información necesaria para reemplazar con seguridad el componente.

No hay FUSIBLES SOBRE-CORRIENTES O FUSIONES es necesario ya que solo grado de consumidor baterías usadas, que tienen potencia limitada los resultados.

Consejos y preguntas frecuentes

Familiarícese con tu extractor de leche

- A menos que le indiquen lo contrario, el mejor momento para probar su extractor de leche por primera vez es después de la primera alimentación del día de su bebé.
- Asegúrese de estar en una posición cómoda e intente relajarse.
- No estás tratando de succionar la leche. Viene justo detrás de tu pezón. Comience con el modo y la potencia que se siente más cómoda y le permite extraer su leche.
- Usar su extractor de leche no debería doler. Si es así, intente una configuración más suave. Luego revisa tus senos. Si tiene áreas rojas o calientes, deje de usar el extractor de leche y póngase en contacto con su asesor de lactancia lo antes posible.
- Cada mamá es diferente. Solo puede producir un poco de leche o fluir libremente. Es posible que solo produzca más leche en diferentes momentos del día (mañana o tarde) o en diferentes volúmenes de un seno a otro. El extractor de leche eléctrico Tommee Tippee le permite elegir diferentes configuraciones para adaptarse a usted en diferentes momentos
- No continúe usando la bomba una vez que su leche haya dejado de llegar. Dale un descanso a tus senos.

Preguntas frecuentes

Ayuda: no hay o hay muy poca succión. ¿Que puedo hacer?

Es muy probable que entre aire en por alguna parte, lo que significa que la bomba no funcionará correctamente.

- Verifique que el tubo de aire esté bien conectado en ambos extremos y que no haya torceduras.

- Asegúrese de que la copa de silicona suave esté firmemente unida a la bocina en la parte superior e inferior y forme un sello cómodo alrededor de su seno. Ajuste su posición si es necesario.
- Verifique que la válvula de pico de pato esté limpia y se abra fácilmente. Aprieta suavemente si está atascado.
- Compruebe que el diafragma y la tapa del diafragma estén seguros y que no haya signos de daños.

¿Podría la leche ser succionada por la unidad de alimentación?

No. Si ha colocado el diafragma y la tapa correctamente, el tubo de aire y la bomba están separados de su leche y no pueden entrar en contacto con la unidad de potencia. Es lo que se conoce como bomba cerrada.

Ayuda, la bomba emite un sonido extraño. Compruebe si ha seleccionado el modo simple o doble. Y que el/los.

tubo/s de aire estén conectado/s correctamente. Si está utilizando una sola bomba y tiene seleccionado el modo doble (que se muestra en el círculo doble iluminado en la pantalla LED), o si tiene un solo tubo de aire conectado al conector incorrecto, el extractor funcionará continuamente y hará un ruido cuando intente proporcionar succión a la unidad de la bomba desconectada. Elija el modo y la conexión correctos para el bombeo simple o doble.

¿Por qué tengo que usar una botella de Tommee Tippee?

El extractor de leche eléctrico Tommee Tippee Made for Me™ está diseñado para adaptarse perfectamente a los biberones y bolsas Tommee Tippee. Es posible que tenga fugas y derrames si usa otras marcas de botellas y recipientes que no se ajustan correctamente. Excluye los biberones de vidrio Closer to Nature de Tommee Tippee.

Símbolos del dispositivo

IP21

Indica que la unidad es resistente a la condensación y a la entrada de los dedos



Cumplimiento de los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones



Mantenga el dispositivo seco



Que el producto contiene una batería de Iones de Litio

Voltage 5v=
Power 3.5W

La potencia y el voltaje consumidos por el dispositivo cuando se conecta a una toma USB



El producto tiene doble aislamiento (Dispositivo de Clase II)



En algunos países este es un aparato médico y esto indica que este producto tiene partes aplicadas



¡Advertencia!



Número de serie



Lea el manual cuidadosamente

1. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos médicos de la norma EN60601-1-2. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación médica típica.
2. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a otros dispositivos en las proximidades. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.
3. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a otros dispositivos, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
 - Reoriente o reubique el dispositivo receptor.
 - Aumente la separación entre los equipos.
 - Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que están conectados los otros dispositivos.
 - Consulte al fabricante o al técnico de servicio para obtener ayuda.

Condición de transporte y almacenamiento

Temperatura: 32 F - 113 F

Humedad: 10% - 85%

Presión atmosférica: 850 Hpa - 1060 Hpa

Condiciones de trabajo

Rango de temperatura nominal: 50F - 104F

Humedad relativa nominal: 10% - 85%

Presión atmosférica nominal: 850 Hpa - 1060 Hpa

El almacenamiento prolongado debe realizarse en un lugar seco y fresco

Guidance and Manufacturer's Declaration

Important information regarding Electro Magnetic Compatibility (EMC)

This electrical medical equipment needs special precautions regarding EMC and put into service according to the EMC information provided in the user manual; The equipment conforms to this IEC 60601-1-2:2014 standard for both immunity and emissions. Nevertheless, special precautions need to be observed:

- The equipment with no ESSENTIAL PERFORMANCE is intended used in Home healthcare environment
- **WARNING:** Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally”.
- The use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.
- **WARNING:** Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the 1183, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.”
- **WARNING:** If the use location is near (e.g. less than 1.5 km from) AM, FM or TV broadcast antennas, before using this equipment, it should be observed to verify that it is operating normally to assure that the equipment remains safe with regard to electromagnetic disturbances throughout the expected service life.

EMI Compliance Table (Table 1)

Table 1 - Emission

Phenomenon	Compliance	Electromagnetic environment
RF emissions	CISPR 11 Group 1, Class B	Home healthcare environment
Harmonic distortion	IEC 61000-3-2 Class A	Home healthcare environment
Voltage fluctuations and flicker	IEC 61000-3-3 Compliance	Home healthcare environment

EMI Compliance Table (Table 2-5)

Table 2 - Enclosure Port

Phenomenon	Basic EMC standard	Immunity test levels
		Home healthcare environment
Electrostatic Discharge	IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air
Radiated RF EM field	IEC 61000-4-3	10V/m 80MHz-2.7GHz 80% AM at 1kHz
Proximity fields from RF wireless communications equipment	IEC 61000-4-3	Refer to table 3 30A/m
Rated power frequency magnetic fields	IEC 61000-4-8	50Hz or 60Hz

Table 3 – Proximity fields from RF wireless communications equipment

Test frequency (MHz)	Band (MHz)	Immunity test levels
		Home healthcare environment
385	380-390	Pulse modulation 18Hz, 27V/m
450	430-470	FM, ± 5 kHz deviation, 1kHz sine, 28V/m
710	704-787	Pulse modulation 217Hz, 9V/m
745		
780		
810		
870	800-960	Pulse modulation 18Hz, 28V/m
930	1700-1990	Pulse modulation 217Hz, 28V/m
1720		
1845		
1970		
2450	2400-2570	Pulse modulation 217Hz, 28V/m
5240	5100-5800	Pulse modulation 217Hz, 28V/m
5500		
5785		

Table 4 – Input a.c. power Port

Phenomenon	Basic EMC standard	Immunity test levels
		Home healthcare environment
Electrical fast transients burst	IEC 61000-4-4	± 2 kV 100kHz repetition frequency
Surges Line-to-line	IEC 61000-4-4	± 0.5 kV, ± 1 kV
Conducted disturbances induced by RF fields	IEC 61000-4-6	3V, 0.15MHz-80MHz 6V in ISM bands and amateur radio bands between 0.15MHz and 80MHz 80MHz at 1kHz
Voltage dips	IEC 61000-4-11	0% UT; 0.5 cycle At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0% UT: 1 cycle and 70% UT; 25/30 cycles Single phase: at 0°
Voltage interruptions	IEC 61000-4-11	0% UT; 250/300 cycles

Table 5 – Signal input/output parts Port

Phenomenon	Basic EMC standard	Immunity test levels
		Home healthcare environment
Conducted disturbances induced by RF fields	IEC 61000-4-6	3V, 0.15MHz-80MHz 6V in ISM bands and amateur radio bands between 0.15MHz and 80MHz 80%AM at 1kHz

Guía y Declaración del Fabricante

Información importante sobre Electro Magnetic Compatibility (EMC)

Este equipo médico eléctrico necesita precauciones especiales con respecto a EMC y se debe servicio de acuerdo con la información de EMC proporcionada en el manual del usuario; El equipamiento cumple con esta norma IEC 60601-1-2: 2014 para inmunidad y emisiones. A pesar de eso, se deben observar precauciones especiales:

- El equipo sin RENDIMIENTO ESENCIAL está destinado a ser utilizado en el cuidado de la salud en el hogar externo
- **ADVERTENCIA:** El uso de este equipo adyacente o apilado con otro equipo debe ser evitado porque podría resultar en una operación incorrecta. Si tal uso es necesario, este equipo y el otro equipo debe observarse para verificar que están funcionando normalmente.
- El uso de accesorios, transductores y cables que no sean los especificados o proporcionados por el fabricante de este equipo podría aumentar las emisiones electromagnéticas o disminuir la inmunidad electromagnética de este equipo y resultado en un funcionamiento incorrecto.
- **ADVERTENCIA:** equipo portátil de comunicaciones de RF (incluidos periféricos como antenas cables y antenas externas) no deben usarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte de el 1183, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, la degradación de la el rendimiento de este equipo podría resultar.
- **ADVERTENCIA:** si el lugar de uso está cerca (p. Ej., A menos de 1,5 km de) emisión de AM, FM o TV antenas, antes de usar este equipo, se debe observar para verificar que esté funcionando normalmente para asegurar que el equipo permanezca seguro con respecto a la electromagnética alteraciones a lo largo de la vida útil esperada.

Tabla de cumplimiento de EMI (Tabla 1)

Tabla 1 - Emisión

Fenómeno	Cumplimiento	Entorno electromagnético
Emisiones de RF	CISPR 11 Grupo 1, clase B	Entorno de salud en el hogar
Distorsión armónica	IEC 61000-3-2 Clase A	Entorno de salud en el hogar
Fluctuación de voltaje y parpadeo	IEC 61000-3-3 Cumplimiento	Entorno de salud en el hogar

Tabla de cumplimiento de EMS (Tabla 2-5)

Tabla 2 - Puerto de caja

Fenómeno	Estándar básico de EMC	Niveles de prueba de inmunidad
		Entorno de salud en el hogar
Electrostática Descarga	IEC 61000-4-2	Contacto de $\pm 8\text{kV}$ $\pm 2\text{kV}$, $\pm 4\text{kV}$, $\pm 8\text{kV}$, $\pm 15\text{kV}$ air
Campo RF EM irradiado	IEC 61000-4-3	10V/m 80MHz-2.7GHz 80% AM at 1kHz
Campos de proximidad de RF inalámbrico comunicaciones Equipo	IEC 61000-4-3	Consulte la tabla 3
Potencia nominal frecuencia magnética campos	IEC 61000-4-8	30A/m 50Hz or 60Hz

Tabla 3 - Campos de proximidad de comunicaciones inalámbricas de RF equipo

Frecuencia de prueba (MHz)	Band (MHz)	Niveles de prueba de inmunidad
		Entorno de salud en el hogar
385	380-390	Modulación de pulso 18Hz, 27V / m
450	430-470	FM, desviación de ± 5 kHz, seno de 1kHz, 28V / m
710	704-787	Modulación de pulso 217Hz, 9V/m
745		
780		
810		
870	800-960	Modulación de pulso 18Hz, 28V/m
930	1700-1990	Modulación de pulso 217Hz, 28V/m
1720		
1845		
1970		
2450	2400-2570	Modulación de pulso 217Hz, 28V/m
5240	5100-5800	Modulación de pulso 217Hz, 28V/m
5500		
5785		

Tabla 4 - Puerto de alimentación de entrada a.c.

Fenómeno	EMC básico estándar	Niveles de prueba de inmunidad
		Entorno de salud en el hogar
Eléctrica transitorios rápidos / ráfaga	IEC 61000-4-4	± 2 kV Frecuencia de repetición de 100 kHz
Sobrecargas línea a línea	IEC 61000-4-4	± 0.5 kV, ± 1 kV
Conducido ascendentes inducido por campos de RF	IEC 61000-4-6	3V, 0.15MHz-80MHz 6V en bandas ISM y bandas de radioaficionados entre 0.15MHz y 80MHz 80MHz at 1kHz
Caídas de voltaje	IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 ciclo At0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0% UT; 1 ciclo y 70% UT; 25/30 ciclos Fase única: a 0°
Votaje interrumpida	IEC 61000-4-11	0% UT; 250/300 ciclos

Table 5 - Puerto de entrada / salida de señal

Fenómeno	EMC básico estándar	Niveles de prueba de inmunidad
		Entorno de salud en el hogar
Conducido ascendentes inducido por campos de RF	IEC 61000-4-6	3V, 0.15MHz-80MHz 6V en bandas ISM y bandas de radioaficionados entre 0.15MHz y 80MHz 80%AM at 1kHz

Let us know what you think

We'd love to hear what you think of the Made for Me™ range. Share your photos, reviews and tell us about your experiences on our social channels.

Háganos saber lo que piensas

Nos encantaría saber qué piensa de la gama Made for Me™. Comparta sus fotos, comentarios y cuéntenos sobre sus experiencias en nuestros canales sociales.

★ **tommee tippee**
helping you ParentOn™

tommeetippee.com

Distributed by; Distribuido por;
Mayborn USA Inc.
1010 Washington Boulevard, 11th Floor,
Stamford, CT 06901

TOMMEE TIPPEE is a registered trademark.
Copyright© Mayborn USA Inc., 2020.
Mayborn USA Inc., retains all intellectual
property rights to this product.

TOMMEE TIPPEE es una marca registrada.
Copyright © Mayborn USA Inc., 2020.
Mayborn USA Inc., posee todos los derechos
de propiedad intelectual relacionados a este producto.