

US

Before each use, hold tip of valve (C) up to the light to see the slit and pinch apart to ensure proper venting.

FR

Avant chaque utilisation, tenez la valve (C) à la lumière pour voir la fente et pincez pour séparer pour assurer la ventilation.

ES

Antes de cada uso, coloque el fin de la válvula (C) a contraluz para ver la rendija y pelíquela para separarla hasta que se abra la rendija.

US

### closer to nature® anti-colic bottle & nipple

Before using your closer to nature bottles or nipples, please ensure that you read these instructions thoroughly.

Please keep this instruction sheet for future reference as it includes important information.

#### FOR YOUR CHILD'S SAFETY AND HEALTH

##### **WARNING!**

Always use this product with adult supervision. Do not leave baby alone with drinking equipment due to the risk of choking, baby falling or if the product has disassembled.

Never use feeding nipples as a pacifier.

Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay. Tooth decay in young children can occur even when non-sweetened fluids are used. This can occur if the baby is allowed to use the bottle for long periods through the day and particularly through the night, when saliva flow is reduced or if it is used as a pacifier.

Always check food temperature before feeding. Do not heat in a microwave.

Always stir heated food to ensure even heat distribution and test the temperature before serving.

For your child's safety – Always check food temperature before feeding by testing on a sensitive part of your skin. For example on the inside of your wrist.

#### CLEANING

Before first use, clean the product.

Clean before each use.

Always wash the product immediately after use.

Wash in hot soapy water and rinse in clean water or use a sterilizer after washing.

Do not clean with solvents or harsh chemicals.


Top rack dishwasher safe.

Do not allow product to come into contact with oil based foods (e.g. oil/tomato based sauces) as staining will occur.

Do not turn the nipple inside out for cleaning. Damage could result. Do not use a bottle brush. Only the nipple and spout cleaner of the closer to nature Bottle & Nipple brush is suitable.

#### STERILIZING

Before first use place in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene. Suitable for steam sterilization.



#### ASSEMBLY OF YOUR ANTI-COLIC BOTTLE

1 Insert the heat sensing vent tube (A) into the vent wheel (B)

2 Fit valve (C) to end of heat sensing tube (A). If the valves are sliding off, place them in freshly boiled water for 5 minutes.

3 Do not push on too far as damage could result.

4 Fit nipple (D) into the collar (E) and screw onto the bottle.

a Due to the larger size of Tommee Tippee's new nipple and screw ring, care needs to be taken during assembly to ensure that the nipple is in the correct position shown (diagram a).

b The best method of assembly of the nipple and screw ring is to carefully pull the nipple through the ring in different directions to ensure the silicone lip fully clips' over the edge of the screw ring. The area where the nipple and screw ring meet should be flushed as shown (diagram b).

WHEN MAKING UP FEEDS DO NOT USE BOILING WATER. BOILING WATER SHOULD BE ALLOWED TO COOL FOR 45 MINUTES BEFORE PLACING THE HEAT SENSING TUBE INTO THE BOTTLE

#### STORAGE AND USE

Inspect before each use and pull the feeding nipple in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. Do not leave a feeding nipple in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant ("sterilizing solution") for longer than recommended, as this may weaken the nipple. Do not store with or allow to come into contact with solvents or harsh chemicals. Not suitable for use in a grill oven or a microwave oven with the grill feature switched on. Keep all components not in use out of reach of children. For safety and hygiene reasons it is recommended the feeding nipple is replaced at least every 2 months. Do not heat in a microwave.

Distributed by Mayborn USA Inc.

1 Edgewater Drive

Suite 109

Norwood, MA 02062

Copyright© Mayborn USA Inc. 2010-13

TOMMEE TIPPEE and CLOSER TO NATURE are registered trademarks.

Patents pending.

Leaflet # 5224

Distribué par Mayborn USA Inc.

1 Edgewater Drive

Suite 109

Norwood, MA 02062

Tous droits réservés © Mayborn USA Inc. 2010-13

TOMMEE TIPPEE and CLOSER TO NATURE sont des marques de commerce déposées.

Brevets en attente.

Livret d'instructions no 5224

FR

### biberon et tétine anti-colique closer to nature®

Avant d'utiliser vos biberons et tétines closer to nature, veuillez vous assurer de bien lire toutes les instructions.

Veuillez conserver ces instructions pour consultation ultérieure, car elles contiennent des renseignements importants.

#### POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT

##### **ATTENTION!**

Utilisez toujours ce produit sous la supervision d'un adulte. Ne laissez pas le bébé seul avec le matériel d'allaitement en raison du risque d'étoffouement si le bébé chute ou si les pièces du produit se sont détachées.

N'utilisez jamais les tétines d'allaitement comme s'il s'agissait d'une sucette. La succion continue et prolongée de liquides causera des caries. Les jeunes enfants peuvent avoir des caries même si vous utilisez des liquides ne contenant pas de sucre. Cela peut se produire si vous laissez le bébé utiliser le biberon comme s'il s'agissait d'une sucette ou si vous le laissez l'utiliser pendant de longues périodes durant la journée et, plus particulièrement, pendant de longues périodes la nuit, lorsque le débit salivaire est réduit.

Vérifiez toujours la température des aliments avant de les donner au bébé. Ne chauffez pas au four à micro-ondes.

Remuez toujours les aliments chauffés pour assurer une distribution homogène de la chaleur et vérifiez leur température avant de les servir.

Pour la sécurité de votre enfant – Avant de nourrir votre bébé, vérifiez toujours la température de la nourriture sur une partie sensible de votre peau. Par exemple, sur votre poignet.

#### NETTOYAGE

Nettoyez-le avant chaque utilisation.

Lavez immédiatement le produit après chaque utilisation.

Lavez-le à l'eau chaude savonneuse et rincez-le à l'eau propre ou utilisez un stérilisateur après le lavage.

N'utilisez pas de solvants ni de produits chimiques puissants.

Peut aller dans le panier supérieur du lave-vaiselle.

Le produit pourrait être tâché s'il entre en contact avec des aliments à base d'huile (p. ex., les saucisses à base d'huile ou de tomates).

Ne retournez pas la tétine pour le nettoyage. Elle pourrait être endommagée.

Évitez d'utiliser une brosse à biberons. Seul l'outil de nettoyage pour tétines et bords de la brosse à tétines et à biberons closer to nature peut être utilisé.

#### STÉRILISATION

Placez dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes avant d'utiliser pour la première fois. Il s'agit d'une mesure d'hygiène.

Le produit peut être stérilisé à la vapeur.



#### ASSEMBLAGE DE VOTRE BIBERON ANTI-COLIQUE

1 Insérez le tube d'aération détectant la chaleur (A) dans l'évent (B)

2 Placez la valve (C) à l'extrémité du tube détectant la chaleur (A). Si la valve se détache, placez dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes.

3 Afin d'éviter d'endommager le biberon, évitez de presser trop fort.

4 Assemblez la tétine (D) et le col (E), puis vissez à la bouteille.

a En raison de la taille plus grande des nouvelles tétines et bagues de serrage Tommee Tippee, veuillez faire preuve de prudence lors de l'assemblage afin de vous assurer que la tétine soit placée correctement de la façon montrée sur le schéma a.

b La meilleure méthode d'assemblage de la tétine et de la bague de serrage consiste à tirer avec précaution la tétine à travers la bague dans diverses directions afin de s'assurer que la bordure en silicone couvre entièrement le contour de la bague de serrage. La tétine et la bague de serrage devraient être parfaitement assemblées à l'endroit où elles se rejoignent (schéma b).

N'UTILISEZ PAS L'EAU BOUILLANTE POUR PRÉPARER LES BIBERONS. AVANT DE PLACER LE TUBE DÉTECTANT LA CHALEUR DANS LE BIBERON ET D'UTILISER CELUI-CI, IL FAUT LAISSER L'EAU BOUILLANTE REFRIGÉRER PENDANT 45 MINUTES.

#### ENTREPOSAGE ET UTILISATION

Inspectez avant chaque utilisation et tirez la tétine d'allaitement dans toutes les directions. Jetez le produit au moindre signe d'usure ou de défectuosité. Ne laissez pas une tétine d'allaitement sous la lumière directe du soleil ou à la chaleur ni dans un produit désinfectant (« solution de stérilisation ») pendant une durée plus longue que celle recommandée, car cela pourrait endommager la tétine. Ne rangez pas le produit près de solvants ou de produits chimiques puissants. Le produit n'a pas été conçu pour être utilisé dans un four conventionnel ou un four à micro-ondes dont l'option grill est en fonction. Gardez toutes les pièces non utilisées hors de la portée des enfants. Par mesure d'hygiène et de précaution, nous vous recommandons de changer la tétine d'allaitement au moins tous les deux mois. Ne chauffez pas au four à micro-ondes.

#### ENTREPOSAGE ET UTILISATION

Inspectez avant chaque utilisation et tirez la tétine d'allaitement dans toutes les directions.

Déséchallez elle au premier indice de dommage ou défaillance. Ne laissez la tétine exposée à la lumière directe ou au calor, ni la dejé en desinfectante (« solution de stérilisation ») por más tiempo que el que se recomienda, ya que esto podría debilitar la tétina.

No la guarde con sustancias químicas ni solventes agresivos ni permita que la tétina entre en contacto con ellos. No es apta para usarse en un horno con grill ni de microondas con el grill encendido. Mantenga todos los componentes que no están en uso fuera del alcance de los niños. Por motivos de higiene y seguridad, se recomienda cambiar la tétina al menos cada 2 meses. No calentar en microondas.

#### RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene problemas porque la tétina se aplasta, frote suavemente la punta de la válvula para asegurar que la válvula se pueda abrir con libertad.

[www.tommeetippee.com](http://www.tommeetippee.com)